



ERSA

CONCENTRATE
KONZENTRAT
CONCENTRATO

- > For hospitals, ambulant facilities, nursing homes
- > Für Krankenhäuser, ambulante Einrichtungen, Altersheime
- > Per strutture ospedaliere, strutture ambulatoriali, strutture assistenziali



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY FORMULATION

UMWELTFREUNDLICHE
FORMEL

FORMULA RISPETTOSA
DELL'AMBIENTE

WITHOUT RINSING / FOR DILUTION
OHNE SPÜLUNG / ZUM VERDÜNNEN
SENZA RISCIAQUO / DA DILUIRE



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / AUSSERHALB
DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN /
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

NET CONTENT
NETTO-INHALT
CONTENUTO NETTO

10 lt

Treatment of indoor and outdoor areas with misting systems

Behandlung von Innen- und Außenbereichen mit Zerstäubungssystemen
 Trattamento ambientale con sistemi di nebulizzazione

Safe for use on glass, steel, plastics, wood, metals

Sicher für die Verwendung auf Glas, Stahl, Kunststoffen, Holz, Metallen
 Sicuro per l'uso su vetro, acciaio, plastiche, legno, metalli

Instruction for use: Always dilute before use.

Description: Ersa is a class I medical device. It is an aqueous, concentrated, odourless and colourless, non-toxic, silver ion based (electrically generated and stabilized in citric acid) disinfectant. **Storage:** Store in a cool, dry place. **Application:** Nebulize the diluted solution on desired surfaces.

Dilution up to 1:150 litres / Colourless and odourless / Environmentally friendly formulation

- › Low Foaming
- › Does not need to be rinsed
- › Does not contain EDTA, phosphates, ammonia, bleach
- › Does not contain volatile organic compounds (VOCs)
- › Does not contain hazardous ingredients
- › Leaves no scratches
- › Leaves no residue
- › Dries quickly

Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch immer verdünnen. **Beschreibung:** Ersa ist ein Medizinprodukt der Klasse I. Es ist eine wässrige, konzentrierte, geruchs- und farblose, ungiftige, nicht toxische, auf Silberionen basierende (elektrisch erzeugt und in Zitronensäure stabilisiert) Desinfektionslösung. **Aufbewahrung:** An einem kühlen, trockenen Ort lagern. **Verwendung:** Die verdünnte Lösung auf gewünschte Oberflächen vernebeln.

Verdünnung bis zu 1:150 Liter / Farb- und Geruchslos / Umweltfreundliche Formel

- › Schäumt kaum
- › Muss nicht nachgespült werden
- › Enthält keine Phosphate, Ammoniak, Bleichmittel, EDTA
- › Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs)
- › Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe
- › Hinterlässt keine Kratzer
- › Hinterlässt keine Rückstände
- › Trocknet schnell

DILUTION / VERDÜNNUNG / DILUIRE 1:150

Recommended dosage Empfohlene Dosierung Dosaggio consigliato	1 liter = 150 l ready for use 1 Liter = 150 l gebrauchsfertig 1 litro = 150 lt pronto all'uso
Dilution / Verdünnung / Diluire	1 lt to / auf / su 150 lt

Istruzione per l'uso: Diluire sempre prima dell'uso. **Descrizione:** Ersa è un dispositivo medico di classe I in soluzione acquosa, concentrata, inodore ed incolore, atossica, a base di ioni argento (generati elettricamente e stabilizzati in acido citrico) sanificante, igienizzante. **Conservazione:** Conservare in luogo fresco e asciutto. **Applicazione:** Nebulizzare sulla superficie con soluzione diluita

Diluzione fino a 1:150 Litri / Inodore incolore / Formula rispettosa dell'ambiente

- › Bassa Schiumosità
- › Formula senza risciacquo
- › Non contiene EDTA, fosfati, ammoniaca, candeggina
- › Non contiene composti organici volatili (VOC)
- › Non contiene ingredienti pericolosi
- › Non graffia
- › Non lascia residui
- › Asciuga rapidamente

